


EMPFEHLUNG ZUM TRAGEN EINES MUND-NASEN-SCHUTZES/EINER MASKE



Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie den Mund-Nasen-Schutz aufsetzen.




Stellen Sie sicher, dass die richtige Seite des Mund-Nasen-Schutzes nach außen zeigt.



Drehen Sie den Metallbügel so, dass er oben ist.



Befestigen Sie die (Gummi-)Bänder hinter dem Kopf bzw. hinter den Ohren.



Bedecken Sie Mund und Nase vollständig und achten Sie darauf, dass es keine Lücken gibt.



Passen Sie den Metallbügel der Form Ihres Nasenrückens an.



Berühren Sie die Maske nicht, während Sie diese benutzen. Falls doch, waschen Sie sich die Hände.



Nehmen Sie den Mund-Nasen-Schutz ab, indem Sie die Bänder mit sauberen Händen festhalten.




Verwenden Sie den Mund-Nasen-Schutz **erneut**, wenn dieser nur kurz getragen wurde und intakt ist.



So ist ein Mund-Nasen-Schutz korrekt angelegt.



Ersetzen Sie den Mund-Nasen-Schutz, wenn er **defekt** ist und benutzen Sie diesen nicht erneut.




Trocknen Sie den Mund-Nasen-Schutz an einem geschützten, luftigen Ort. Vermeiden Sie eine Kontamination der Innenseite.

Bei der Wiederverwendung ist zu beachten, dass

- der Mund-Nasen-Schutz (MNS) so abzusetzen ist, dass hierdurch eine Kontamination vor allem der Innenseite bzw. des Gesichtes verhindert wird.
- der abgesetzte MNS trocken an der Luft aufbewahrt und zwischengelagert wird (nicht in geschlossenen Behältern!). Verschleppungen auf andere Oberflächen sind zu vermeiden.
- der gebrauchte MNS eindeutig einer Person zuzuordnen ist, um ein Tragen durch andere Personen auszuschließen (z. B. Markieren der Masken am Halteband).
- benutzte MNS in keinem Fall mit Desinfektionsmittel gereinigt werden, da dies die Funktionalität negativ beeinflusst und für die Gesundheit schädlich sein kann.
- beim erneuten Anziehen des MNS alle Regeln zum korrekten Tragen eingehalten werden (siehe oben).
- der Ort, an dem die Zwischenlagerung erfolgte, unmittelbar nach Entnahme des MNS sachgerecht zu desinfizieren ist.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.pdf?__blob=publicationFile
Vorläufig befristet bis 31.08.2020



Entsorgen Sie den Mund-Nasen-Schutz im dafür vorgesehenen Abfall, ohne diesen an weiteren Stellen zu berühren.